


Anticorpo Policlonal Anti-Rspo1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q2Mka7

Número do item: CM0029086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RSPO1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta RSPO1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para investigar a ativação da via Wnt/ β -catenina e nichos de células-tronco. UniProt Q2MKA7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RSPO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RSPO; CRISTIN3; RSPO1
Espécie	Humano
GeneID	284654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-210 do RSPO1 humano (NP_001033722.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q2MKA7
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo