

Anticorpo Policlonal Anti-Rsrc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Iz7

Número do item: CM0026878

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RSRC1 humano (SRrp53), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RSRC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51319
ID do Gene	51319
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-276 do RSRC1 humano (NP_001258763.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Iz7
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo