

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rsu1 Para Wb, Elisa - Q15404

Número do item: CM0017012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RSU1 humano (RSP-1), validado para WB e ELISA. Detecta RSU1 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de transdução de sinal Ras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RSU1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RSP-1; RSU1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6251
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 do RSU1 humano (NP_036557.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15404
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo