

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rtbdn/Retbindina Para Wb, Elisa - Q9Bsg5

Número do item: CM0019147

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à retbindina humana (RTBDN), uma proteína de ligação à riboflavina envolvida no transporte de flavina na retina. Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa em biologia da retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RTBDN Rabbit pAb
Observações/Alias	RTBDN; retbindina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	83546
GeneID	83546
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-261 da RTBDN humana (NP_113617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9BSG5
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo