

Anticorpo Policlonal Anti-Rtcb De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y3I0

Número do item: CM0016057



introdução

Anticorpo Policlonal RTCB de Coelho validado para WB e ELISA; detecta RTCB humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre emenda de tRNA e resposta à proteína não dobrada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RTCB Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAAP; HSPC117; C22orf28; DJ149A16.6; RTCB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51493
GeneID	51493
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3I0
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo