


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rtf1 Para Wb, Elisa - Q92541

Número do item: CM0019282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RTF1 humano (GTL7, KIAA0252), um fator de alongação da transcrição. Adequado para Western blot e ELISA. Detecta RTF1 humano e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RTF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GTL7, KIAA0252, RTF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23168
GeneID	23168
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 300-400 do RTF1 humano (NP_055953.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q92541
Peso da proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo