

Anticorpo Policlonal Anti-Rtkin / Rhotekin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bst9

Número do item: CM0027237

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RTKN humano (Rhotekin), validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Útil para estudar sinalização Rho, ativação de NF-kappa-B e tumorigênese gástrica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RTKN Rabbit pAb
Observações/Apelido	RTKN; rhotekin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6242
GeneID	6242
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 254-513 do RTKN humano (NP_001015056.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BST9
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo