


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rtn3 Para Wb E Elisa - 095197

Número do item: CM0016128



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RTN3 humano (Reticulon-3) validado para WB e ELISA. Direciona-se a uma proteína envolvida no tráfego de membrana do RE, apoptose e resposta viral. Ideal para pesquisa em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RTN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HAP; ASYIP; NSPL2; NSPLII; RTN3-A1; RTN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10313
GeneID	10313
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100 até a extremidade C-terminal do RTN3 humano (NP_006045.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095197
Peso Proteico	113kDa
Envio	Em saco de gelo