


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rtn4 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Nqc3

Número do item: CM0019302



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra RTN4, validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de crescimento de neuritos, formação de túbulos do RE e remodelação vascular. Ideal para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RTN4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57142
ID do Gene	57142
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 de RTN4 humano (NP_065393.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQC3
Peso Molecular da Proteína	130kDa
Transporte	Saco de gelo