

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rtn4Rl1 Para Wb, Elisa - Q86Un2

Número do item: CM0017668

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra RTN4RL1 humano (NgR3, NGRH2). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regeneração axonal, inibição do crescimento de neuritos e vias de neuroproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RTN4RL1 pAb de Coelho
Observações/Alias	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
Espécie	Humano
ID do Gene	146760 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-420 da RTN4RL1 humana (NP_848663.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q86UN2
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo