

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rubicon Para Wb E Elisa - Q92622

Número do item: CM0024531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o Rubicon humano (RUBCN) para aplicações em WB e ELISA. Tem como alvo uma proteína reguladora da autofagia e da imunidade, ideal para estudar o tráfego endossomal e mecanismos de defesa contra patógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rubicon pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Espécie	Humano
GeneID	9711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do Rubicon humano (NP_055502.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92622
Peso Proteico	109kDa
Envio	Saco de gelo