

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rubicon Para Wb, Elisa - Q92622

Número do item: CM0015640



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a Rubicon (RUBCN) humano para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta Rubicon de camundongo e rato. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 1-200. Adequado para pesquisa em autofagia, endocitose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rubicon Rabbit pAb
Observações/Alias	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9711
GeneID	9711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do Rubicon humano (NP_055502.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92622
Peso Molecular da Proteína	109kDa
Envio	Bolsa de gelo