

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rufy1 Para Wb E Elisa - Q96T51

Número do item: CM0026681



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RUFY1 humano, adequado para Western blotting e ELISA. Detecta RUFY1 de camundongo e rato, um regulador chave da classificação de carga endossomal e recuperação para a rede trans-Golgi. Ideal para pesquisa de tráfego celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RUFY1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	80230
GeneID	80230
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 439-708 da RUFY1 humana (NP_079434.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96T51
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo