

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rufy3 Para Wb E Elisa - Q7L099

Número do item: CM0015040

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RUFY3 (RIPX, SINGAR1, ZFYVE30) para aplicações de Western blot (WB) e ELISA; adequado para espécies humanas, de camundongo e de rato; visa uma proteína de 53 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RUFY3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22902
GeneID	22902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-65 do RUFY3 humano (NP_055776.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7L099
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo