

Anticorpo Policlonal Anti-Runx1 Para Wb, Elisa - Q01196

Número do item: CM0013044



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de transcrição RUNX1 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre hematopoiese, leucemia e sistema imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RUNX1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AML1; CBF2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	861
GeneID	861
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do RUNX1 humano (NP_001001890.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q01196
Peso da proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo