


Anticorpo Policlonal Anti-Runx1T1 Para Wb, Elisa - Q06455

Número do item: CM0024060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RUNX1T1 humano (CBFA2T1/ETO/MTG8). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com rato. Adequado para estudos de leucemia e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RUNX1T1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	862
GeneID	862
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-403 da RUNX1T1 humana (NP_783552.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q06455
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo