

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Runx2 Para Wb, Ip, Elisa - Q13950

Número do item: CM0002818



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RUNX2 humano, validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar a diferenciação de osteoblastos e a morfogênese esquelética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho RUNX2
Observações/Apelido	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFA1; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alfa-1; RUNX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	860
GeneID	860
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13950
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de Gelo