

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Runx3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13761

Número do item: CM0028543



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RUNX3 humano (AML2/CBFA3), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa em regulação transcricional, câncer e desenvolvimento de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho RUNX3
Observações/Apelido	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	864
GeneID	864
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 286-415 do RUNX3 humano (NP_004341.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13761
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo