


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rusc1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bvn2

Número do item: CM0024219



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RUSC1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com RUSC1 humano, de camundongo e rato (subunidade acessória do complexo AP-4, Nesca), envolvido no tráfego vesicular neuronal e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RUSC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NESCA; RUSC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23623
GeneID	23623
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 do RUSC1 humano (NP_055143.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BVN2
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo