


Anticorpo Policlonal Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y265

Número do item: CM0025968



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RUVBL1/TIP49A/PONTIN humano (Q9Y265). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em remodelação da cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit pAb
Observações/Apelido	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8607
GeneID	8607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do RUVBL1/TIP49A/PONTIN humano (NP_003698.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y265
Peso Proteico	50kDa
Envio	Em saco de gelo