


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Y265

Número do item: CM0004130



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante de alta qualidade que visa o RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Validado para Western blot, IHC-P, ELISA e ChIP; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de remodelagem da cromatina, reparo de DNA e sinalização oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit mAb
Observações/Apelido	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTON; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTON
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8607
ID do Gene	8607
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-456 do RUVBL1/TIP49A/PONTON humano (Q9Y265)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y265
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo