

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rxr α Para Wb, Ip, If/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa - P19793

Número do item: CM0003365



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra RXR α humano (NR2B1), validado em WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq e ELISA. Detecta níveis endógenos de RXR α (51 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização de receptores de retinóides, regulação gênica e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RXR α mAb de Coelho
Observações/Apelidos	NR2B1; RXRalpha; RXR-alfa; RXR α
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6256
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do RXR α humano (P19793)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19793
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo