

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rxr α Para Wb, Elisa - P19793

Número do item: CM0014999



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra RXR α humano (NR2B1). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação transcricional e receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RXR α Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6256
ID do Gene	6256
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do RXR α humano (NP_002948.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19793
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo