


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rxrb Para Wb, Ip, Chip, Elisa - P28702

Número do item: CM0011342



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao RXRB humano (RXR-beta). Adequado para Western blot, imunoprecipitação, ChIP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a sinalização do ácido retinoico e a regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RXRB Rabbit mAb
Observações/Alias	NR2B2, DAUDI6, RCoR-1, RXRbeta, H-2RIIBP, RXR-beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6257
ID do Gene	6257
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RXRB humano (NP_068811.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P28702
Peso Proteico	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo