

Anticorpo Policlonal Anti-Ryr1 Para Wb, Elisa - P21817

Número do item: CM0020837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de ryanodina 1 (RYR1) humano. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa em contração muscular, sinalização de cálcio e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RYR1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
Espécie	Humano
GeneID	6261
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 800-900 do RYR1 humano (NP_000531.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P21817
Peso da Proteína	565kDa
Envio	Saco de gelo