


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ryr2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9272736

Número do item: CM0005542



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o receptor de rianodina 2 (RYR2), validado em WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio cardíaco e arritmias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RYR2 Coelho mAb
Observações/Apelido	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS
Espécie	Humano
ID do Gene	6262
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92736
Peso da Proteína	565kDa
Envio	Saco de gelo