


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ryr2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92736

Número do item: CM0016359



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao RYR2 humano (UniProt Q92736). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio cardíaco e arritmia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RYR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6262
GeneID	6262
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 4868-4967 do RYR2 humano (NP_001026.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Acesso UniProt	Q92736
Peso da Proteína	565 kDa
Transporte	Bolsa de gelo