

## Anticorpo Monoclonal Anti-S100A10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60903

Número do item: CM0003642



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à S100A10 humana (p11, cadeia leve da calpactina I). Validado para aplicações em WB, IHC-P e ELISA. Uma ferramenta essencial para investigar a dimerização e a regulação da fosforilação da ANXA2.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho S100A10                                                                                          |
| Observações/Apelido | 42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (humano)     | 6281                                                                                                                            |
| GeneID              | 6281                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-97 da S100A10 humana (P60903). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                          |
| SWISS               | P60903                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 11kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                 |