


## Anticorpo Policlonal Anti-S100A10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60903

Número do item: CM0018470



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho S100A10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta S100A10 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos da interação com ANXA2 e regulação da fosforilação proteica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | S100A10 Coelho pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | 42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 6281                                                                                                                       |
| GeneID              | 6281                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-97 da S100A10 humana (NP_002957.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P60903                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 11kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Em bolsa de gelo                                                                                                           |