

Anticorpo Monoclonal Anti-S100A11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31949

Número do item: CM0002486

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra S100A11 humano, adequado para aplicações de Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Desenvolvido para pesquisa sobre diferenciação de queratinócitos e processos de cornificação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A11 mAb de coelho
Observações/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6282
GeneID	6282
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31949
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo