


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100A11 [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P31949

Número do item: CM0025976



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-S100A11 de alta qualidade validado para experimentos de knockout (KO). Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a calgizarina envolvida na diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] S100A11 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MLN70; S100C; HEL-S-43; 11
Espécie	Humano
GeneID	6282
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 da S100A11 humana (NP_005611.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31949
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo