


Anticorpo Policlonal Anti-S100A12 Para Ihc-P, Elisa - P80511

Número do item: CM0017730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A12 (EN-RAGE, calgranulina-C), validado para IHC-P e ELISA em amostras humanas. Ideal para estudar processos inflamatórios e a sinalização de alarminas. Peso molecular de 10 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	S100A12 Rabbit pAb
Observações/Alíás	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6283
ID do gene	6283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da S100A12 humana (NP_005612.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P80511
Peso da proteína	10 kDa
Transporte	Bolsa de gelo