


Anticorpo Policlonais Anti-S100A12 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80511

Número do item: CM0030487



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A12 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece o S100A12, uma proteína de ligação ao cálcio envolvida na inflamação; ideal para pesquisa em imunologia e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A12 Rabbit pAb
Observações/Alias	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6283
GeneID	6283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da S100A12 humana (NP_005612.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P80511
Peso da Proteína	10kDa
Transporte	Saco de gelo