


Mab De Coelho Anti-S100A12/Cgrp Para Wb, If/Icc, Elisa - P80511

Número do item: CM0005569



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao S100A12/CGRP humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa de inflamação e resposta imunológica. Imunógeno recombinante, 10 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-S100A12/CGRP
Observações/Apelidos	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6283
ID do Gene	6283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 do S100A12/CGRP humano (NP_005612.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P80511
Peso da Proteína	10kDa
Transporte	Saco de gelo