

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100A16 Para Wb, Elisa - Q96Fq6

Número do item: CM0023350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A16 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de adipogênese, sinalização de cálcio e pesquisa de biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A16 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	140576
ID do Gene	140576
Imunógeno	Proteína Recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FQ6
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Embolsa de gelo