


## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-S100A3 Para Wb E Elisa - P33764

Número do item: CM0025029



### introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-S100A3 validado para WB e ELISA, que reage com Humano, Camundongo e Rato. Alvo S100A3, uma proteína ligante de cálcio/zinco envolvida na diferenciação da cutícula capilar. Ideal para biologia da pele e pesquisa sobre cabelo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | S100A3 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Alias   | S100E; S100A3                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID              | 6274                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 da S100A3 humana (NP_002951.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P33764                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 12kDa                                                                                                                      |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                              |