


Anticorpo Monoclonal Anti-S100A6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06703

Número do item: CM0008293



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o S100A6 humano (calciolina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato, permitindo pesquisas de sinalização de cálcio e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Espécie	Humano
GeneID	6277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do S100A6 humano (P06703)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06703
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo