


Anticorpo Policlonal Anti-S100A6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06703

Número do item: CM0024253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A6 humano (Caliciclina) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de cálcio e câncer. Ideal para aquisição de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6277
GeneID	6277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do S100A6 humano (NP_055439.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06703
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco com gelo