


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100A6 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P06703

Número do item: CM0028378



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A6 humano, validado por knockout, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Envolvido na sinalização de cálcio, reorganização do citoesqueleto e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] S100A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6277
GeneID	6277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do S100A6 humano (NP_055439.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06703
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco com gelo