

Anticorpo Policlonal Anti-S100A7/Psoriasina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Número do item: CM0022969



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A7/Psoriasina humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Imunógeno recombinante (aa 2-101), detecta proteína de 11kDa. Ideal para estudos da epiderme psoriática e CEC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho S100A7/Psoriasina
Observações/Apelido	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasina
Espécie	Humano
ID do Gene	6278 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-101 da S100A7/Psoriasina humana (NP_002954.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31151
Peso Proteico	11kDa
Transporte	Saco de gelo