

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-S100A7/Psoriasina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Número do item: CM0006722



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra S100A7/Psoriasina humana (SWISS: P31151). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa em psoríase e carcinoma de células escamosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho S100A7/Psoriasina (mAb)
Observações/Apelido	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6278
ID do Gene	6278
Imunôgeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31151
Peso Proteico	11 kDa
Envio	Em saco de gelo