

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-S100A7/Psoriasin Para IHC-P, Elisa - P31151

Número do item: CM0024150



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra S100A7/Psoriasin humano, uma proteína ligante de cálcio altamente upregulada na epiderme psoriática. Validado para IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. ~11 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A7/Psoriasin Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6278
GeneID	6278
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 de S100A7/Psoriasin humano (NP_002954.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31151
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo