


Anticorpo Policlonal Anti-S100A8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Número do item: CM0017546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao S100A8 humano, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A8 Coelho pAb
Observações/Apêndice	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6279
GeneID	6279
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-93 do S100A8 humano (NP_002955.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05109
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo