


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-S100A8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Número do item: CM0003026



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-S100A8 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta S100A8 (MRP8, Calgranulina-A) humano, de camundongo e rato, um mediador inflamatório chave. Ideal para imunologia e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-S100A8 de Coelho
Observações/Apelidos	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6279
ID do Gene	6279
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-93 do S100A8 humano (P05109).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05109
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo