

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100A8 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109

Número do item: CM0019461



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho S100A8 reconhece S100A8 (calgranulina-A/MRP8) em humano, camundongo e rato. Adequado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Perfeito para estudos de processos inflamatórios, resposta imunológica e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A8 pAb de coelho
Observações/Apelidos	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6279
GeneID	6279
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-93 da S100A8 humana (NP_002955.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05109
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo