

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100A8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27005

Número do item: CM0022011

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A8 de rato (MRP8, calgranulina-A). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta S100A8 de rato e rato, um mediador inflamatório de 10 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p8; B8Ag; CFAg; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	6279
ID do Gene	20201
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	P27005
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo