


Anti-S100A8 Rabbit Polymab Para Wb, If-P, Ihc-Phc, Elisa - P05109 / P27005

Número do item: CM0009719



introdução

S100A8 Rabbit PolymAb é um anticorpo monoclonal validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA em humanos e camundongos. Ele visa o S100A8, uma proteína de ligação ao cálcio envolvida na regulação de processos inflamatórios e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A8 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFAg; Caga; 60B8Ag
Espécies	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	6279
GeneID	6279/20201
Immunogen	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-93 do S100A8 humano/camundongo (P05109/P27005).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05109/P27005
Peso da Proteína	10 kDa / 11 kDa
Envio	Saco de gelo