


Anti-S100A9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31725

Número do item: CM0018762



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-S100A9 detecta calgranulina-B (MRP-14, p14) em amostras de camundongo e humanas. Adequado para WB, IHC-P, ELISA. O alvo é um regulador chave da inflamação e da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100a9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6280
GeneID (Camundongo)	20202
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do S100a9 de camundongo (NP_033140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P31725
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo