

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100A9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06702

Número do item: CM0030499



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra S100A9 humano (calgranulina-B, MRP14), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	S100A9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; L1AG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6280
GeneID	6280
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 20-114 do S100A9 humano (NP_002956.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06702
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo