


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100B Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P04271

Número do item: CM0018089



introdução

O pAb de Coelho S100B é um anticorpo policlonal derivado de coelho, direcionado à proteína S100B humana. Recomendado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Peso da proteína ~11 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho S100B
Observações/Alíase	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6285
GeneID	6285
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da S100B humana (NP_006263.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04271
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Gelo reciclável